



dermalight® 80

Pieptenele UV pentru o fototerapie eficientă

dermalight® 80 este un pieptene UV pentru tratamentul scalpului. Accesoriul pieptene detașabil asigură o distanță definită până la scalp și o separare continuă a firelor de păr.

dermalight® 80 este echipat fie cu o lampă UV-A, fie cu una UV-B-311 nm, acoperind o gamă largă de aplicații terapeutice pentru o varietate de indicații diferite. Ușor de manevrat și curățat, dermalight® 80 este dispozitivul ideal pentru tratamentul la domiciliu.

Pachetul conține pieptenele UV, accesoriul pieptene, ochelarii de protecție UV și temporizatorul LCD.

Caracteristici speciale

- Timp de tratament scurt datorită intensității ridicate
- O zonă mare de tratament
- Accesoriu pieptene rotunjit cu ghidare a luminii, pieptene pentru un tratament ușor și precis al zonelor scalpului
- Fără accesoriul pieptene este, de asemenea, posibilă tratarea părților corpului care nu sunt ușor accesibile
- Ideal pentru terapie la domiciliu
- Construcție ușoară și fiabilă
- O placă din plexiglas pe lămpi, ca protecție împotriva contaminării și contactului direct
- Ușor și rapid de curățat
- Execuție de înaltă calitate
- Conformitate cu toate reglementările și standardele legale

Indicații	Date tehnice	Dotările lămpii
<ul style="list-style-type: none"> • psoriazis • vitiligo • neurodermatite • acnee • diagnosticare • tratament PUVA și altele 	<p>Dimensiuni (LxIxI): 300 x 60 x 45 mm</p> <p>Dimensiunea fantei de emisii: 110 x 40 mm</p> <p>Greutatea pieptenului: aprox. 285 g</p> <p>Sursa de alimentare: 230V/50Hz/20VA</p> <p>Se supune modificărilor tehnice</p>	<p>UV-B/311 nm bandă îngustă UV-A Woodlight UV-B bandă largă</p>