

# Noi am inventat dermatoscopul cu 30 de ani în urmă. Acum, am făcut-o din nou.

Noile dermatoscoape: DELTA 30 și DELTAone.



**30**  
DE ANI  
Primul dermatoscop





## NOUL DERMATOSCOPIU HEINE DELTA 30.

# Dacă există ceva de descoperit, cu siguranță veți vedea.

Noul nostru dermatoscop de elită ar câștiga cu siguranță orice concurs de frumusețe; dar, dincolo de asta, el se distinge prin calitatea deosebită a imaginii - cea mai bună pe care am dezvoltat-o vreodată. În plus, are un câmp de vizualizare ce măsoară 30 de mm și o capacitate de redare a culorilor fără precedent - evident, cu tehnologie LED<sup>HQ</sup>.

Polarizarea asigură condiții de lucru anti-reflex. Mai presus de orice, designul său înclinat, ergonomic și controlul intuitiv îl fac să fie confortabil de utilizat. Nu ezitați să aruncați o privire - veți avea parte de o descoperire majoră.

Imagine curată  
ca lacrima cu  
noul sistem  
optic acromatic  
HEINE

Cel mai mare câmp  
de vizualizare de  
30mm reali  
(lentilă de 32mm)

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Capacitate  
excelentă de redare  
a culorilor, datorită  
tehnologiei LED<sup>HQ</sup>

Manevrare  
ergonomică,  
datorită  
designului  
înclinat



Documentație digitală,  
prin aplicația  
exclusivă HEINE  
DERM sau sistemul  
HEINE Cube\*

  
DELTA 30



Încărcător de  
masă pentru  
DELTA 30





## NOUL DERMATOSCOPIU HEINE DELTAone.

# Mobilitatea și calitatea s-au reunit acum în produsul *one*.

Mic pe dinafară, mare pe dinăuntru - această bijuterie mobilă ia cu asalt comunitatea profesioniștilor din domeniul medical. Imaginea curată ca lacrima a fost obținută cu ajutorul noului sistem optic acromatic HEINE. În plus, ea oferă o capacitate extraordinară de redare a culorilor, datorită calității tehnologiei noastre LED<sup>HQ</sup>. Examele medicale sunt acum

extrem de confortabile datorită polarizării, care le permite medicilor să lucreze în condiții anti-reflex, fără reflexii care distrag atenția.

Aceste trei caracteristici - claritate, LED<sup>HQ</sup> și condițiile de lucru anti-reflex - sunt cele care fac din produsul DELTAone un instrument vital, pe care să-l purtați în buzunar, oriunde ați merge.

Imagine curată  
ca lacrima cu  
noul sistem  
optic acromatic  
HEINE

Încapă în  
orice  
buzunar



Condiții de lucru  
anti-reflex, datorită  
polarizării

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Capacitate  
excelentă de redare  
a culorilor, datorită  
tehnologiei LED<sup>HQ</sup>

Documentație  
digitală, prin  
aplicația exclusivă  
HEINE DERM sau  
sistemul HEINE  
Cube\*

## NOILE DERMATOSCOAPE: DELTA 30 și DELTAone.

### Să vezi înseamnă să crezi.

**Culori întocmai precum le-a creat Dumnezeu.**  
DELTA 30 oferă cea mai bună calitate a imaginii dintre toate dermatoscoapele pe care le-am creat noi vreodată. Datorită dimensiunilor sale reduse - și a înaltei precizii în stabilirea diagnosticului - DELTAone este întotdeauna acel instrument pe care utilizatorii


sunt bucuroși să îl poarte în buzunar. Este suficient să le privești ca să descoperi întregul lor potențial: noile sisteme optice acromatice HEINE asigură un nivel de redare a culorilor nemiîntâlnit până acum, datorită tehnologiei LED<sup>HQ</sup>, dezvoltate special.



LED convențional



**LED<sup>HQ</sup>**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Prezentare convențională



Prezentare cu unul dintre  
noile dermatoscoape DELTA

**Când vine vorba despre cel mai mic detaliu.**  
Noul sistem optic acromatic HEINE, instalat pe cele două noi dermatoscoape din seria DELTA, oferă iluminare optimă până la marginile exterioare. Lumina este distribuită omogen și uniform peste întregul câmp de vizualizare.

Rezultatul constă în lipsa reflexiilor care distrag atenția, a umbrelor sau a punctelor luminoase și întunecate. Cu o claritate nemiîntâlnită și un nivel remarcabil al detaliilor - indiferent de distanța de lucru. Această caracteristică este disponibilă în noul DELTA 30 cu un impresionant diametru real al câmpului de vizualizare de 30 mm.

NOILE DERMATOSCOAPE: DELTA 30 și DELTAone.

Pur și simplu digitale. Digital de simple.

Ambele dermatoscoape pot fi împerecheate cu un iPhone\* de la seria 6 în sus, cu ajutorul adaptorului (de asemenea, nou). Aplicația noastră exclusivă HEINE DERM vă permite să creați fișiere pentru pacient, să

gestionați și să arhivați imaginile și să salvați documentația succesivă privind evoluția în timp. Aplicația HEINE DERM este ușor de instalat, iar software-ul este simplu și intuitiv de utilizat.




**Alternativ, puteți opta pentru sistemul HEINE Cube\*\*, pentru gestionarea imaginilor și a datelor.** Acesta gestionează imaginile în ordine cronologică, folosind multe idei inteligente și funcții parțial exclusive.

Caracteristica principală: rețeaua WLAN foarte avantajoasă. Un Sistem Cube este suficient pentru maximum 10 dermatoscoape mobile.

\*Telefonul Apple iPhone nu este inclus în livrare. Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale aparținând Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc. \*\*Nu este disponibil în toate țările.

# SISTEMUL HEINE CUBE

## Rapid, flexibil și intuitiv.



**Dezvoltatorii noștri au muncit din greu pentru ca munca dvs. să devină extrem de ușoară.**

**Ziua începe bine:  
Listă zilnică utilă.**

Sistemul Cube va transfera toate datele pacientului din sistemul dvs. de gestionare a pacienților într-o listă zilnică sau o listă de sarcini, prin simpla atingere a unui buton. Pentru a face o programare, medicul poate accesa acum fișierul digital al pacienților de pe orice computer. Listele zilnice pot fi create pentru săli de examinare diferite și pentru medici diferiți.

**Cuvântul de ordine este „simplu”:  
Gestionare facilă a imaginilor.**

Depinde de dvs. dacă doriți imagini individuale, succesive, cu întregul corp sau dacă doriți să comentați la una dintre imaginile dvs. imediat sau mai târziu; caracteristica imagine de ansamblu este unică. De exemplu, atunci când fotografiați în întregime trunchiul unui pacient, imaginile detaliate pot fi plasate cu ușurință pe fotografia cu imaginea de ansamblu.

**Identificarea imediată a aspectelor suspecte:  
Clară și intuitivă.**

Funcția exclusivă „asistent de comparare” prezintă seria de fotografii făcute la programările precedente și vă ajută să vedeți mult mai clar diferențele.

**Impresionant: Transfer wireless de imagini în timp real.** Când faceți o fotografie, aceasta este transferată instantaneu către sistemul HEINE Cube printr-o rețea wireless, după care este ștearsă din memorie. Astfel, ea este disponibilă pe computer sau tabletă imediat după ce a fost făcută și chiar este accesibilă și pentru alți utilizatori.

**Menținerea unei imagini de ansamblu:**

**Ideii inteligente pentru o documentare succesivă.**

Puteți compara în mod direct imaginile curente cu unele anterioare pe durata examinării. Sau puteți afișa patru fotografii una lângă alta, pentru a vă ajuta să ilustrați evoluția în timp. Sau puteți crea o soluție de tip slide-over, plasând o imagine peste o alta. Sau puteți face o comparație a conturului, în care plasați contururile unei imagini anterioare peste fotografia curentă.



## SUMAR COMANDĂ

# Să trecem la cifre.

<b>DELTA 30</b> cu placă de contact cu riglă de măsurare, cablu USB cu alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă	<b>K-230.28.305</b>
<b>DELTAone Standard Edition</b> (negru-argintiu) cu placă de contact cu riglă de măsurare, cablu USB cu alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă	<b>K-210.28.305</b>
<b>DELTAone White Edition</b> (alb-argintiu) cu placă de contact cu riglă de măsurare, cablu USB cu alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă	<b>K-211.28.305</b>
<b>Placă de contact</b> cu riglă de măsurare pentru DELTA 30	<b>K-000.34.220</b>
<b>Placă de contact mică</b> pentru DELTA 30. Pentru examinarea leziunilor pigmentate greu accesibile.	<b>K-000.34.206</b>
<b>Placă de contact</b> cu riglă de măsurare pentru DELTAone	<b>K-000.34.222</b>
<b>Placă de contact mică</b> pentru DELTAone. Pentru examinarea leziunilor pigmentate greu accesibile.	<b>K-000.24.207</b>
<b>Încărcător de masă</b> pentru DELTA 30	<b>X-002.99.212</b>
<b>Carcasă de instalare smartphone</b> pentru Apple iPhone 6/6s*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone	<b>K-000.34.260</b>
<b>Carcasă de instalare smartphone</b> pentru Apple iPhone 7/8*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone	<b>K-000.34.261</b>
<b>Carcasă de instalare smartphone</b> pentru Apple iPhone X/XS*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone	<b>K-000.34.262</b>
<b>Carcasă de instalare smartphone</b> pentru Apple iPhone XR*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone	<b>K-000.34.263</b>
<b>Conector smartphone universal.</b> Compatibil cu multe carcase de instalare smartphone obișnuite. Conector potrivit pentru carcase de telefoane mobile cu suprafață netedă, unde camera nu trebuie să iasă în afara carcasei.	<b>K-000.34.270</b>
<b>Sistemul HEINE Cube**</b> constă din: Hardware HEINE Cube, software HEINE Cube, 3 ore de asistență de la distanță în prima săptămână de după instalarea inițială, actualizări de software pe o perioadă de 2 ani, 2 ani garanție hardware pentru HEINE Cube (până la 10 clienți)	<b>O-160.00.002</b>

\*Telefonul Apple iPhone nu este inclus în livrare. Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale aparținând Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc. \*\*Nu este disponibil în toate țările.

# CALITATE fabricată în GERMANIA.

Lider global în producția de instrumente de diagnostic primar, cu peste 500 de angajați, HEINE Optotechnik este de peste 70 de ani o asociație familială 100%. Continuăm să dezvoltăm și să producem instrumente HEINE în toate centrele noastre din Germania, unde îmbinăm experiența și meșteșugul de zeci de ani vechime cu tehnologii de fabricație de ultimă oră.

Avem reprezentanțe în peste 120 de țări din întreaga lume, și filiale în Australia, SUA și Elveția. De asemenea, avem 3.000 de reprezentanți, importatori și dealeri specializați.

Așteptăm cu nerăbdare să primim vești de la dvs. și am dori să aflăm mai multe despre opiniile, dorințele și sugestiile dvs. cu privire la produsele noastre.



■ FILIALE ȘI REPREZENTANȚE HEINE

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germania  
Tel. +49 (0) 8152-38 0, Fax +49 (0) 8152-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



10/19. A-000.00.234 e

