

MEDI CAPTURE

Imaginile medicale -
ușor de obținut™




HD

H.264
MPEG-4

MediCap® USB300

MediCap USB300 este cel mai ușor aparat de înregistrat cu definiție înaltă din industria medicală și la cel mai rezonabil preț. Puteți face până la două săptămâni de înregistrări video HD pe hardul intern sau puteți înregistra direct pe o unitate flash pentru USB. Acum puteți experimenta HD video ușor, la cel mai rezonabil preț – fără bătăile de cap ale DVD-urilor.



Aparat medical video HD de înregistrat

Înregistrează videoclipuri high-definition de la endoscopul dvs., artroscop, cameră chirurgicală, ultrasunete, etc. Se salvează pe un hard disk intern sau o unitate flash pentru USB. Poate fi accesat din orice computer din rețeaua d-voastră.

Folosire intuitivă

Este extrem de ușor, nu necesită pregătire. Doar introduceți-l în priză și plecați. Veți înregistra videoclipuri în câteva minute după ce-ați deschis cutia.

Grad medical

Cu carcasa de oțel și panoul din față rezistent la fluide, USB300 este creat să reziste rigorilor sălii de operație și este atât de compact încât va putea fi așezat pe orice cărucior.

Caracteristici remarcabile

compatibil – versatil – preț rezonabil



Hard Disk Intern

Înmagazinează până la peste o săptămână de video HD — sau folosiți o unitate flash externă pentru USB



Tastatură

Introduceți datele pacientului pentru a vă organiza pozele și videourile (opțional)



Conexiunea la internet

Transformați-vă USB300 într-o unitate detaliată pe rețeaua d-voastră.



Pedala de picior

Conectați la maneta aparatului optic sau la o pedală de picior (opțional)



Disponibil de asemenea...



MediCap® USB200

caracteristici asemănătoare USBului300, dar creat pentru chirurghi care au nevoie doar de definiția standard la un preț și mai rezonabil.



MediCap® USB300 Specificații tehnice¹

Tipul dispozitivului	Aparat Medical Video HD de înregistrat Înregistrează videouri high-definition și imagini statice din surse medicale video pe hard diskul intern sau unitate USB externă.
Carcasă	Carcasă solidă de metal cu planșăibă de plastic pentru impact mare
Monitor LCD	2 1/2", culoare plină (doar pentru confirmare video, nu și pentru diagnosticare)
Butoane	Membrană sigilată, rezistentă la fluide
Intrare Video	DVI (RGB via adaptor), HD SDI, S-Video, Compozit
Ieșire Video	DVI (RGB, VGA via adaptor)
Formate Video	H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL)
Formate Imagine	JPG, BMP
Networking	RJ45 10/100/1000 Ethernet
Înmagazinare internă	Hard disk intern, 320GB (a se folosi doar cu sisteme aflate în rețea ²)
Media externă	Unitate flash pentru USB sau hard disk USB
Support USB	USB2.0, viteză mare, 1 conector față, 2 conectoare spate
Comutator de picior/ Declanșator	Mini jackuri standarde de 3.5mm (unul pentru poze, unul pentru videouri).
Mecanică	Mărime: 240 x 211 x 63mm / 9.5 x 8.3 x 2.5" Greutate: 1.8kg / 3lb 15oz
Mediu ambiant	Înmagazinare: -40° la +85° C Operare: -20° la +40° C
Putere	AC 100-240V 50/60Hz 25W AC jack cu 3 ieșiri
Certificări	CE 93/42/EEC UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 CSA C22.2 No.601.1, E 306417 FCC Partea 15, FDA Clasa 1, RoHS, PSE
Conținutul trusei	MediCap USB300, unitate flash pentru USB, cabluri video și de alimentare, guid de utilizare

MediCapture® Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887
(503) 445-6935

www.medicapture.com
sales@medicapture.com

¹ Supus schimbărilor.

² Înregistrările pe hard diskul intern ar trebui copiate pe o rețea. În acest sens, hard diskul intern ar trebui folosit doar pe sisteme conectate la o rețea. În sistemele neconectate la o rețea, este disponibilă înregistrarea pe o unitate flash pentru USB (inclusă) sau hard disk USB (opțional).

