

Lampă de examinare HEINE EL10 LED®

cu iluminare cu LED de Calitate HEINE – LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Lampa de examinare EL 10 LED se distinge printr-un câmp absolut omogen de lumină. Intensitatea luminii poate fi reglată continuu între 6,500 și 45,000 Lux. Dimensiunea spotului poate fi ajustată într-un diametru cuprins între 8.5 și 14 cm pentru a se potrivi în orice situație. Ambele la o distanță de lucru de 30 cm. Comenzile sunt ergonomice și permit reglarea intuitivă și rapidă a luminozității și dimensiunii spotului. Capul de iluminare compact (Ø aprox. 60 mm) permite o iluminare aproape coaxială, în special în situații dificile de aplicare.

- **Luminos și omogen.** Iluminare perfectă în orice situație de examinare.
- **LED în HQ.** LED 10 Wați de înaltă performanță cu redare autentică a culorilor (Temperatura de culoare Tip 3,000 Kelvin, CRI > 85).
- **Trei opțiuni diferite de montare.** Montare pe perete, clemă pentru montare pe masă sau pe o consolă cu roți.
- **Construcție solidă.** Funcționare și intensitate de iluminare de încredere pentru mai mulți ani.
- **Igienă.** Curățare și dezinfectare eficientă și cu ușurință.
- **Gât de lebedă.** Ajustare simplă și intuitivă.
- **Un sistem de control electric** monitorizează toate funcțiile și garantează siguranță.

Ajustare continuă

Operare cu o singură mână

Design compact



Lampă de examinare EL10 LED®

cu suport de perete [01]

cu clemă pentru montare pe masă [02]

cu consolă cu roți, bază metalică [03]

LED

J-008.27.001

J-008.27.002

J-008.27.003

Clemă pentru montare pe masă pentru EL 10 LED

J-000.27.013

Consolă cu roți, bază metalică, cu montare pentru EL 10 LED

Y-096.50.010

Montură pentru consolă cu roți

J-000.27.014



[01]



[02]



[03]