

Un salt cuantic în performanța imagisticii



Premium, complexitate și flexibilitate

- Imagistică de rezoluție înaltă pentru nevoile dumneavoastră clinice
- Tehnologii avansate de imagistică
- O manevrabilitate extremă, într-un design compact
- Un portofoliu bogat de traductoare inovante

Avansați în performanța imagisticii dumneavoastră

Imagistică de înaltă rezoluție

- Performanță premium, cu eficiență și rapiditate
- Monitor de 19" de rezoluție înaltă
- Un doppler cu culori excelente, respectiv o sensibilitate și o rezoluție spațială superbe

Tehnologii avansate de imagistică

- Imagistica cu compus unghiular compensat prin mișcare (MACI) asigură imagini de calitate ridicată în timp real folosind imagistica cu cameră
- Reglajul automat al modului (AMA) optimizează imagistica de rezoluție înaltă B-Mode când schimbați modul și adâncimea
- Triplex vă permite să maximizați PRF cu o strânsă anvelopă spectrală și sincronizare în timp real între dopplerul color și 2D

Extrem de manevrabil și ușor de utilizat

Amprentă mică la sol – încape în spațiile cele mai strâmte

- Pentru ore de imagistică fără conectare la priză
- O interfață a utilizatorului inovativă, intuitivă
- Tastatură fină, etanșă, pentru o curățare și dezinfectare ușoară
- Conectarea la rețeaua Wi-Fi permite un flux de lucru mai flexibil, cu imprimare și posibilități de arhivare fără fir

Traductoare de ultimă generație, pentru nevoile dumneavoastră clinice

- Un design inovativ pentru acces în toate zonele
- Ghidaje avansate pentru puncție
- Control convenabil de la un singur buton
- Sterilizare și dezinfectare ușoare



Imagistică generală

Calitatea excepțională a imaginii, interfața utilizatorului intuitivă și funcțiile avansate pentru fluxul de lucru permit o imagistică abdominală de calitate înaltă, atât a micilor regiuni, cât și vasculară. Modul unic de imagistică Vector Flow permite vizualizarea fluxului sanguin independentă de unghi.



Chirurgie

Standardul de aur în ecografia chirurgicală. Vizualizare precisă. Imagini laparoscopice, intraoperatorii și percutanate clare. O gamă completă de traductoare chirurgicale și neurochirurgicale dedicate. Ușor de curățat.



Chirurgie asistată robotic

Performanță premium a soluției cu ultrasunete robotizate. Control de la distanță fără fir și traductoare dedicate, pentru o calitate și un control fără compromisuri ale imaginii. Vizualizare 3D unică.



Urologie

Detalii și rezoluție de contrast excelente pentru imagistica rinichilor. O superbă rezoluție spațială și sensibilitate a dopplerului color. Gamă completă de traductoare pentru biopsia prostatei și de orientare în tratament.



Învățați din mers

Sistemul cu toate opțiunile este deosebit de intuitiv. Reglaje ușoare – învățați din mers. Ecran tactil inovativ și suport tactil (touchpad) simplu.

Un impact clinic real al imagisticii cu rezoluție înaltă




Cercul Willis la 30 săptămâni



Colelitiază folosind imagistica armonică la nivelul țesuturilor, la 4,3 MHz



Vascularizație renală normală




Doppler PW venă femurală




Placă bulb carotidian




Chisturi tiroide multiple



Artera și vena femurală, cu dopplerul color



Carotida internă, cu dopplerul PW



VFI [imagistică de flux vectorial] a CCA și IJV




Tumoare cerebrală, folosind traductorul neurochirurgical intraoperatoriu




Tumoare spinală, folosind traductorul neurochirurgical intraoperatoriu




Lobul drept al ficatului, în plan sagital




Prostata vizualizată în secțiune transversală, cu imagistica Power Doppler



Artera renală arcuită, vizualizată cu dopplerul PW



Artera testiculară, vizualizată cu dopplerul PW



Testicule și epididim normale

De peste 30 de ani, inovatori în domeniul acustic și clinic

Recunoscut ca lider mondial în dezvoltarea de sisteme de ultrasunete concepute pentru chirurgie, urologie și anestezie, BK Ultrasound oferă o gamă versatilă de sisteme de imagistică, tehnologii și traductoare de ultimă generație, dedicate pentru a ajuta la sporirea încrederii în diagnosticare și la avansarea nivelului de îngrijire a pacienților.

Intraoperatoriu 8815	Intraoperatoriu în formă de „T” 8816	Intraoperatoriu biplan 8824	ProART™ Robotic Drop-In 8826	Craniotomie 8862	Orificiu trepanație (Burr-hole) 8863	„Crosă de Hockey” 8809	Anorectal 3D 2052
10–4 MHz	10–4.3 MHz	10–3.75 MHz	12–4 MHz	10–3.8 MHz	10–3.8 MHz	15–6 MHz	16–6 MHz
							
Laparoscopic, 4 căi 8666-RF	Rigid Laparoscopic 8836*	Curbat 8823	Curbat 8820e	Curbat 8830	Liniar 8811	Liniar 8670	Frecvență înaltă, liniar 8870
10–4.3 MHz	12–5 MHz	6–1.8 MHz	6–2 MHz	6–2 MHz	12–5 MHz	12–4 MHz	18–6 MHz
							
Vascular 8822	Triplan prostată 8818	Biplan prostată 8808e	3DART™ 8838	Biplan endocavități 8848	Radiație longitudinală (endfire), curbat 8667	Amprentă mică, Cardiac 8837	Endovaginal 8819
9–3.5 MHz	12–4 MHz	10–5 MHz	12–4 MHz	12–4 MHz	10–5 MHz	5–1 MHz	9–5 MHz
							

* Numai în țările selectate

Birourile de vânzări directe

BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
SUA
T +1 978-326-1300
F +1 978-326-1399
bkultrasound.com

Analogic Benelux N.V.
Generaal de Wittelaan 19B bus 7
2800 Mechelen
Belgia
T +32 15 280 600
F +32 15 291 025
bkultrasound.com

BK Medical ApS
Mileparken 34
2730 Herlev
Danemarca
T +45 4452 8100
F +45 4452 8199
bkultrasound.com

bk medical Medizinische Systeme GmbH
Pascalkehe 13
25451 Quickborn
Germania
T +49 4106 99 55-0
F +49 4106 99 55-99
bkultrasound.com

Analogic Italia S.r.l.
Via Morandi, 10
20077 Melegnano MI
Italia
T +39 02 90 78 13 47
F +39 02 90 78 19 05
bkultrasound.com

B-K Medical AB
Månskärsvägen 9
141 75 Kungens Kurva
Suedia
T +46 8-744 02 11
F +46 8-744 02 12
bkultrasound.com

BK Medical
Unit A20/A20a
Basepoint Business & Innovation Centre
110 Butterfield, Great Marlings
Luton Bedfordshire LU2 8DL
Marea Britanie
T +44 1582 433710
F +44 1582 433716
bkultrasound.com

 BK Medical ApS, Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark. T +45 4452 8100 F +45 4452 8199

 **bk**
ultrasound

powered by analogic 

BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
SUA
T +1 978-326-4000
bkultrasound.com

Sales and Service USA
BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
SUA
T +1 978-326-1300
F +1 978-326-1399
bkultrasound.com

Europe and Rest of World
BK Ultrasound
Mileparken 34
2730 Herlev
Danemarca
T +45 4452 8100
F +45 4452 8199
bkultrasound.com

Asia
Analogic Medical Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
1377, Lan Dian Road,
Pu Dong New District,
Shanghai, China 201132
bkultrasound.com