

Lampă frontală HEINE® ML 4 LED cu optică HR / HRP



Lampa frontală ML 4 LED este furnizată opțional cu lupe binoculare HR / HRP, incluzând montura de lupă i-View și cu sau fără S-GUARD. Lupa binoculară este complet ajustabilă pentru fiecare examinator și pentru fiecare axă de examinare.

- ▷ **HEINE S-GUARD:** Ajustare simetrică rapidă și simplă a lupelor binoculare, cu protecție anti-stropire prin intermediul lentilelor protectoare.
- ▷ **HEINE i-View pentru Lampă frontală ML 4 LED:** Asigură orice unghi de vizualizare și ridică optica în mod independent de fasciculul de lumină.



[01]

[02]

Kituri lampă frontală ML 4 LED cu S-GUARD și sursă de alimentare

Următoarele kituri conțin: Lampă frontală ML 4 LED, optică HR / HRP cu i-View și S-GUARD, mPack și adaptor fișă de contact [01], Lichid de curățare [02]

Kit 1:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 340 mm	J-008.31.440
Kit 2:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 420 mm	J-008.31.441
Kit 11:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 520 mm	J-008.31.450
Kit 3:	cu Lupă binoculară HRP	3.5 x / 420 mm	J-008.31.442
Kit 4:	cu Lupă binoculară HRP	4 x / 340 mm	J-008.31.443
Kit 5:	cu Lupă binoculară HRP	6 x / 340 mm	J-008.31.444



[01]

Kituri Lampă frontală ML 4 LED cu sursă de alimentare fără S-GUARD

Următoarele kituri conțin: Lampă frontală ML 4 LED, optică HR / HRP cu i-View, mPack și adaptor fișă de contact [01]

Kit 1c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 340 mm	J-008.31.452
Kit 2c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 420 mm	J-008.31.453
Kit 11c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 520 mm	J-008.31.463
Kit 3c:	cu Lupă binoculară HRP	3.5 x / 420 mm	J-008.31.454
Kit 4c:	cu Lupă binoculară HRP	4 x / 340 mm	J-008.31.456
Kit 5c:	cu Lupă binoculară HRP	6 x / 340 mm	J-008.31.457



[03]

[02]

Kituri Lampă frontală ML 4 LED UNPLUGGED cu S-GUARD și sursă de alimentare

Următoarele kituri conțin: Lampă frontală ML 4 LED, optică HR / HRP cu i-View și S-GUARD, Adaptor de perete EN 50 UNPLUGGED [03], 2 x mPack UNPLUGGED, Lichid de curățare [02]

Kit 6:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 340 mm	J-008.31.445
Kit 7:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 420 mm	J-008.31.446
Kit 12:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 520 mm	J-008.31.451
Kit 8:	cu Lupă binoculară HRP	3.5 x / 420 mm	J-008.31.447
Kit 9:	cu Lupă binoculară HRP	4 x / 340 mm	J-008.31.448
Kit 10:	cu Lupă binoculară HRP	6 x / 340 mm	J-008.31.449



[03]

Kituri Lampă frontală ML 4 LED UNPLUGGED cu sursă de alimentare fără S-GUARD

Următoarele kituri conțin: Lampă frontală ML 4 LED, optică HR / HRP cu i-View, Adaptor de perete EN 50 UNPLUGGED [03], 2 x mPack UNPLUGGED

Kit 6c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 340 mm	J-008.31.458
Kit 7c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 420 mm	J-008.31.459
Kit 12c:	cu Lupă binoculară HR	2.5 x / 520 mm	J-008.31.464
Kit 8c:	cu Lupă binoculară HRP	3.5 x / 420 mm	J-008.31.460
Kit 8c:	cu Lupă binoculară HRP	4 x / 340 mm	J-008.31.461
Kit 10c:	cu Lupă binoculară HRP	6 x / 340 mm	J-008.31.462