



Revoluția în tratamentul verucilor  
începe aici





## Vă serviți clienții mai bine

# 1

Freezpen este conceput din acceptarea pe scară largă că crioterapia este opțiunea preferată pentru tratamentul verucilor.

# 2

Freezpen asigură suficientă putere, viteză și rentabilitate, toate într-un design ergonomic, ușor de utilizat.

# 3

Pacienții dumneavoastră vor experimenta un tratament rapid, eficient, fără stres - promovând practica dumneavoastră.

# 4

Precizia incredibilă tratează delicat chiar și cea mai mică dintre veruci, limitând deteriorarea pielii sănătoase.

# 5

Tratamentul este rapid, astfel veți putea primi mai mulți clienți în fiecare zi.




**fp**  
FREEZPEN



Design practic de stilou - Siguranță optimă, fără întreținere, fără efecte secundare. Utilizează aplicarea directă a oxidului de azot la - 89°C. Pătrunde la 1 mm/5 secunde până la o adâncime maximă de 5 mm.

Soluție rentabilă cu cartușe criogenice mici cu preț redus.



«Clienții noștri îl adoră, noi îl adorăm, Freezpen și-a returnat costul după doar treizeci de tratamente!»



Freezen este produs de Clinic6. Înțelegem nevoia de implementa noi modalități de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență medicală prin dialogul nostru continuu cu piețele noastre medicale. Monitorizăm pentru a schimba cererile clienților și tendințele pieței în soluții practice pentru utilizarea de zi cu zi.



Cutie cu 15 capsule N<sub>2</sub>O de 8g fiecare.  
Număr de referință: CL-N2O-8G-BOX



Set de instrumente Freezen cu Manual de  
utilizare și pensete pentru plasarea filtrului.  
Pregătit pentru tratarea leziunilor de Ø 2-6 mm.  
Număr de referință: CL-FP-00



[www.freezen.com](http://www.freezen.com) | [info@freezen.com](mailto:info@freezen.com)