



Revoluția în tratamentul leziunilor
pielii începe aici





Obțineți rezultate excepționale de tratament

Freezpen oferă Precizie, Fiabilitate, și Eficiență, pentru un tratament Rapid, Fără Stres.

1

Creat din acceptarea pe scară largă că crioterapia este tratamentul de referință pentru toate leziunile cutanate.

2

Freezpen este un instrument practic și ușor de manevrat, care este rentabil și tratează în câteva secunde.

3

Conceput special pentru proceduri generale, dermatologice și cosmetice, este soluția optimă pentru tratarea negilor, condiloamei, hemangioamelor, acrocordonului, keratozelor și tuturor celorlalte afecțiuni benigne ale pielii.

4

Un tratament fără stres. Înalta precizie a Freezpen limitează deteriorarea pielii sănătoase, minimizând disconfortul pacienților.

5

Rezultat eficient obținut de la primul tratament, Freezpen cu presiune înaltă obține o pătrundere mai profundă.






Design practic de stilou - Siguranță optimă, fără întreținere, fără efecte secundare. Utilizează aplicarea directă a oxidului de azot la - 89°C. Pătrunde la 1 mm/5 secunde până la o adâncime maximă de 5 mm.

Soluție rentabilă cu cartușe criogenice mici cu preț redus.



«Clienții noștri îl adoră, noi îl adorăm, Freezpen și-a returnat costul după doar treizeci de tratamente!»





Freezpen este produs de Clinic6. Înțelegem nevoia de a implementa noi modalități de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență medicală prin dialogul nostru continuu cu piețele noastre medicale. Monitorizăm pentru a schimba cererile clienților și tendințele pieței în soluții practice pentru utilizarea de zi cu zi.



Cutie cu 15 capsule N₂O de 8g fiecare.
Număr de referință: CL-N2O-8G-BOX



Set de instrument Freezpen cu Manual de utilizare și pensete pentru plasarea filtrului.
Pregătit pentru tratarea leziunilor de Ø 2-6 mm.
Număr de referință: CL-FP-00



www.freezpen.com | info@freezpen.com