

Stimată Doamna Dr. / Stimate Domnule Dr.

In colaborare cu firma Cortex, Danemarca, dorim sa vă prezentăm Criocauterul CryoPro pentru chirurgia colului uterin.




Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, precum și la displazia colului uterin.

Unitatea de crio-chirurgie CryoPro asigură tratamentul prin contact direct sau pulverizare de azot lichid la o temperatură de -196°C în condiții de maximă siguranță și confort pentru pacient.



- Criocauterul „**CryoPro**” este livrat cu șase aplicatoare tip pulverizare și un stativ.
- Disponibil în două mărimi: **Maxide** 500 ml și **Mini** de 350 ml
- Tratamentul este rapid și neinvaziv, cu aplicabilitate vastă asupra leziunilor benigne și maligne, cu un excelent rezultat.
- Lichidul de azot evaporat este un gaz netoxic și inactiv.
- Anestezia aplicată este minimă sau deloc necesară.



Aplicatoare cervicale : pentru
tratamentul eroziunilor de col uterin.
Lungime aplicator: 160 mm, varf
acoperit cu teflon, pentru o
desprindere usoara.
Varf aplicator: 19x5 mm , 25x5 mm,
19x15 mm sau tip bila de 19 mm si
25 mm.



Pentru a transfera azotul lichid de la
rezervor la unitatea CryoPro este
recomandat utilizarea unui dispozitiv
de retragere.
Dispozitivul de retragere este
detaşabila, ceea ce înseamnă că nu
exista pierderi cauzate de evaporare
din rezervor, atunci când dispozitivul
de retragere nu este utilizat



Azotul lichid este pastrat in rezervoare superizolate, disponibile de la 5 L pana la 60 L.

Pret criocauter CryoPro Mini/Maxi: 814 euro + TVA (inc. 5 aplicatoare, adapter curatare)

Pret aplicatoare cervicale: 19x5, 19x15, 25x5 mm: 225 euro + TVA

Pret aplicatoare tip bila 19 sau 25 mm: 225 euro + TVA

Pret rezervor 20L : 1208 euro + TVA

Pret dispozitiv de retragere: 323 euro + TVA



SC ELMED MEDICAL SRL

Tirgu Mures

Sediul social: str. C.D. Gherea nr 30

Punct de lucru: Gh. Doja nr: 17/1

fix: 0265-261721

mobil: 0756-018414

email: dezso@elmed.ro

www.elmed.ro

**Compania noastra detine Certificat TUV
Rheinland**