

Uroflowmetre și traductoare uroflowmetrice

DanFlow 1000 și 1100

Sisteme compacte pentru măsurarea, controlul și evaluarea semnalelor de la senzorii de debit- uroflowmetre.



- Aceștia includ o imprimantă termică încorporată și un sistem unic de arhivare automată a datelor măsurate pe un card SD.

- DanFlow 1000 se conectează la traductoarele uroflowmetrice prin cablu.

- DanFlow 1100 se conectează wireless la traductoarele uroflowmetrice.



Traductoare uroflowmetrice de greutate, două stative reglabile pe înălțime, comodă, traductorul poate fi fixat pe fotoliul de diagnosticare TryTable.



DanFlow 2000 se conectează prin cablu la un calculator standard cu sistemul de operare Windows.



DanFlow 3000 se conectează wireless la un calculator standard dotat cu un adaptor USB radio brevetat.

Accesorii



Amplificator
EMG extern



Uroflowmetru cu fotoliu
pentru examinare



Uroflowmetru pe un
stativ economic



Trăgător profilometric
pe un stativ