

TRYTABLE 2016

MEDKONSULT medical technology s.r.o.
Pasteurova 15, 779 00 Olomouc,
Republica Cehă

T +420 581 113 030
E info@mmtsystems.com

TRYTABLE 2016

MEDKONSULT medical technology s.r.o.
Pasteurova 15, 779 00 Olomouc,
Republica Cehă

T +420 581 113 030
E info@mmtsystems.com

OBIECTIVUL NOSTRU – MEDICI FERICIȚI



TRYTABLE 2016

MASĂ DE EXAMINARE UROLOGICĂ CU 3
MIȘCĂRI MOTORIZATE



TRYTABLE 2016

DATE TEHNICE:

- Lățime 620 mm
- Lungime 1600 - 1870 mm
- Dimensiune masă de lucru 590 x 1870 mm
- Înălțime șezut ajustabilă 660 - 960 mm
- Nivel de înclinare masă 0 – 15°
- Nivel de înclinare spătar 0 – 85°
- Nivel de înclinare tetieră 0 – 40°
- Capacitate sarcină masă 150 kg
- Greutate masă 130 kg
- Alimentare cu electricitate 230 V, 50 Hz, 500 VA

TRYTABLE 2016



Suport pentru picioare interschimbabil
2 tipuri de suport metalic sau cu tapițerie
pentru picioare.

TRYTABLE 2016



Suport mâini interschimbabil din oțel
inoxidabil

TRYTABLE 2016

Spătar
0 – 85°



Tetieră
0 – 40°



Diverse poziții

TRYTABLE 2016



Şezut
0 – 15°

Diverse poziții

www.mmtsistemas.com

TRYTABLE 2016

66 cm



Poziția cea mai joasă

96cm



Poziția cea mai înaltă +30 cm

TRYTABLE 2016



Şezut
0 – 15°

Diverse poziții

TRYTABLE 2016



Suport pentru picioare detaşabil

TRYTABLE 2016



Bol din inox detaşabil

TRYTABLE 2016

Posibilitate de fixare cu ușurință a unui notebook, pompă peristaltică, cameră sau urodebitmetru.

Suprafață ușor de spălat.


Diverse culori.

Comandă electronică– 3 memorii.



TryTable cu PC

TRYTABLE 2016



Fixare tetieră 0 – 40°



Rolă hârtie protecție

TRYTABLE 2016




Panou de comandă

Accesorii pe șina-Euro



Accesorii pe șina-Euro



Pompă



Extractor



Cameră

TryTable 2016



Exemplu de produs concurent



Produs MMT

Principalele avantaje:

- Design compact și simplu
- Curățare și întreținere cu ușurință
- Absența pieselor mobile periculoase
- Risc mai redus de leziune

TRYTABLE 2016

Scaunul de examinare MMT TryTable, model 2016, ar putea fi un instrument util în viața de zi cu zi a medicilor din domeniul urodinamic.

Subsemnata LÁSZLÓ ERIKA ANDREEA, traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul autorizației nr. 19944/2007 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea acestei traduceri în limba română, după înscrisul original în limba engleză, care a fost vizat de mine.

Traducător,

