

Explorați noul DermaLab Combo 4

A patra ediție a celui mai
profesionist instrument de
analiză în profunzime a pielii



Maximizează-ți succesul cu DermaLab Combo 4

DermaLab Combo 4 este un instrument avansat pentru profesioniștii din domeniul pielii, care face posibilă satisfacerea tuturor nevoilor de măsurare a pielii.

Lăsați DermaLab Combo 4 să vă susțină activitatea profesională și să vă maximizeze succesul, oferind măsurători de precizie robuste și date pe care vă puteți baza.

Folosiți DermaLab Combo 4 atât pentru a păstra clienții existenți, cât și pentru a obține noi clienți.

Tot ce aveți nevoie
când trebuie să știți despre piele



Un instrument puternic

DermaLab Combo 4 este un instrument de analiză a pielii flexibil și foarte acreditat - cu toți parametrii de care aveți nevoie într-un singur instrument elegant pentru o adevărată analiză a pielii.


Personalizați-vă DermaLab Combo 4 prin selectarea parametrilor specifici relevanți pentru dumneavoastră. Alegeți între 12 sonde și combinați până la 9 parametri într-un singur aparat.






Aceasta este NOUĂ

- Un nou design elegant și exclusivist
- O nouă funcție de suport pentru sondă care simplifică utilizarea sondelor și le lasă expuse cu mândrie pe un rând atunci când nu sunt utilizate
- Software complet modernizat, cu o interfață de utilizator intuitivă și modernă, care facilitează efectuarea măsurătorilor și procesarea ulterioară a datelor colectate.
- Noua sondă Colori Probe îmbunătățită, care acum măsoară și ITA° și luciul - doi parametri esențiali și solicitați.



Noi caracteristici software

- Interfață de utilizator complet actualizată
- Design ușor de utilizat și intuitiv
- Ușor de realizat și de comparat măsurătorile
- Prezentare clară a parametrilor și a probelor
- Export ușor (compatibil Excel) și imprimare a datelor



Software-ul Colori Probe

- Software-ul Colori Probe actualizat
- Măsurători mai avansate și mai detaliate
- Prezentare generală reglabilă a eșantioanelor

Parametrii și sondele

Parametrii

DermaLab Combo 4 vă permite să măsurați:

- nivelul de collagen/grăsime (prin utilizarea ultrasunetelor de înaltă rezoluție)
- culoarea pielii (inclusiv melanina, eritemul, luciul și ITA°)
- TEWL
- elasticitate
- hidratare
- sebum
- pH
- temperatură

sau pentru a realiza o imagine a celor mai mici detalii ale pielii.



Sondele



Sonda standard
cu ultrasunete



Sonda TEWL



Sonda de elasticitate



Pin de hidratare
Sonda

NOU



Sonda de culoare



Sonda cu
cameră
DermaScope



Sonda de pH



Modul Sebum



Sonda de
temperatură a
pielii



Sonda
subcutanată cu
ultrasunete



Sonda îngustă
cu
ultrasunete



Sonda plată
de hidratare

Noua sondă Colori Probe

Sonda Colori Probe oferă o evaluare a culorii pielii bazată pe cea mai avansată tehnologie de senzori de culoare. Aceasta măsoară eritemul, melanina, numerele CIEL*a*b - și acum și luciul și ITA°.

Noua sondă Colori Probe face măsurători foarte precise și este livrată cu un calibrator îmbunătățit.

Specificații

- Zona de măsurare: 4,2 mm² la măsurarea unei suprafețe plane
- Spațiul de culoare: CIE XYZ, L*a*b*, L*C*h, sRGB
- Pigmentare (melanină): 0.0 - 99.9
- Eritemă (roșeață, hemoglobină): 0.0 - 99.9
- Măsurarea luciului (GU)
- Tipul de fotografie: ITA°




Obțineți DermaLab Combo 4

Cine are nevoie de DermaLab Combo 4?

- **În cercetare**, DermaLab Combo 4 oferă datele obiective solide de care aveți nevoie în documentația dvs., ceea ce este esențial, de exemplu, pentru fundamentarea declarațiilor.
- În clinica **estetică beneficiați** de DermaLab Combo 4 pentru a identifica potențialul de tratament și pentru a documenta rezultatele ulterioare. Este un instrument analitic valoros atunci când efectuați, de exemplu, tratamente de întinerire și de resurfacing al pielii.

Cunoașteți-le pielea
înainte de a le cunoaște leacul





Produs de Cortex

Un partener de încredere și lider global în domeniul instrumentelor de precizie pentru piele