

FOTOLIU PENTRU GINECOLOGIE

OP-G7

REGLAJ ȘI CONFORT EXEMPLAR



- Compact
- Funcțional
- Ergonomic

OP-G7 este un fotoliu pentru examinări funcționale și tratament destinat utilizării în ginecologie și obstetrică. Este echipat cu toate caracteristicile și funcțiile necesare pentru a îndeplini cerințele actuale de flexibilitate și ergonomie.

FOTOLIU PENTRU GINECOLOGIE

OP-G7



CARACTERISTICI

MIȘCARE SUS/JOS
MIȘCARE SPĂTAR
MIȘCARE SUPTUR PENTRU PICIOARE
MIȘCARE SUPTURI PENTRU PICIOARE
TRENDELENBURG
ÎNĂLȚIMI DE RIDICARE
BAZIN DIN OȚEL INOXIDABIL
SUPTUR HĂRTIE
TAPIȚERIE

CLASA DE IGNIFUGARE
RACORD ALIMENTARE ELECTRICĂ
SARCINĂ MAXIMĂ
MEMORII

OP-G7

Coloană motorizată
Motorizată, de la 110° la 190°
Motorizată opțional
Manuală
Înclinație de -10°
595 mm min. - 1.000 mm max.
325 x 265 x 65 mm
Rolă de 480/490 mm 70 m
PUR-PVC-PO - lavabilă, cu
tratament antimicrobian
BS 5852 Partea 1 și 2 // M2 (NF P 92503)
110/240v /50-60Hz.
150 kg
2 (4 suplimentare, opțional)



Robustețe și stabilitate

Montat pe o coloană telescopică, ceea ce îi oferă o mare stabilitate și o gamă de lungimi, fotoliul OP-G7 stă pe o structură din oțel de calitate, ceea ce îi oferă o robustețe excepțională.

Mișcarea spătarului și a șezutului

Un motor liniar deplasează spătarul, permițându-i specialistului să îl așeze în poziția dorită.

Controlul fotoliului

Utilizând pedala de picior, fotoliul poate fi deplasat în toate direcțiile: în sus și în jos, iar spătarul, înapoi și înainte. Are până la șase memorii directe. Toate aceste mișcări pot fi activate, de asemenea, prin telecomandă (opțional).

Suportul pentru picioare

Mișcarea ajutată de motorul electric transformă fotoliul ginecologic într-o masă pentru obstetrică.

Suporturile pentru picioare ale fotoliului

Construite în totalitate din oțel inoxidabil, suporturile fotoliului OP-G7 pot fi reglate în orice poziție, iar datorită sistemului cu bilă de reținere și fixare manuală, vor ține ferm picioarele pacientului. Sunt căptușite cu poliuretan flexibil, cu o utilizare de foarte lungă durată și ușor de spălat.

Igienă

Tapițeria fotoliului este din material sintetic, impermeabilă, lavabilă și tratată în mod special împotriva bacteriilor (igienizată), de asemenea, ignifugată conform clasei M2 (NF P 92503). Suportul integrat pentru rolă de hârtie întinde foile de celuloză la spătar și șezut. Carcasa din plastic a bazei poate fi ridicată cu ușurință pentru a se curăța sub fotoliu.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroñ o, 4F • E-28770 Colmenar Viejo, Madrid, Spania

Tel: +34 902 22 11 77 / +34 91 803 57 14 • Fax: +34 902 22 11 78

export@optomic.com • www.optomic.com



producing quality



Specificațiile sunt supuse modificării fără preaviz

