

Aspirador Quirúrgico

Aspirator chirurgical

Aspirateur Chirurgical

EuroVac

*H-40*  
*H-50*

# EuroVac

## Especificaciones:

### Características

- Fabricado en ABS blanco gris (RAL 9002) alta resistencia
- 4 ruedas muy resistentes (1 de ellas antiestática y 2 de ellas con freno)
- Vacuómetro: 0-100 KPa / 0-760 mmHg
- Interruptor ON/OFF
- Mando control de aspiración
- Cable eléctrico: 3 m.

### Bomba

- Tipo pistón de larga duración, libre de aceite, no requiere mantenimiento

### Frasco recolector

- 1 ó 2 frascos recolectores de policarbonato (4 litros - escala hasta 3500 ml) con válvula de seguridad para prevenir el sobrellenado
- Soporte frasco recolector de acuerdo con norma: EN 12218:1998

### Filtro de bacterias

- 1 con cada frasco. Filtro hidrofóbico fabricado en PTFE. Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99,95% y bacterias del 99,99%

### Tubo de aspiración

- 3 m de tubo de aspiración de PVC (8 mm interior - 13 mm exterior)

## Specificații:

### Caracteristici

- Fabricat din ABS alb gri (RAL 9002) de mare durabilitate
- 4 roți foarte rezistente (1 este antistatică și 2 sunt prevăzute cu frâne)
- Manometru: 0-100 KPa / 0-760 mmHg
- Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit)
- Buton pentru controlul aspirației
- Lungimea cablului: 3 m.

### Pompă

- Cu piston și o durată mare de viață, fără ulei, nu necesită întreținere

### Vas colector

- 1 sau 2 vase colectoare din policarbonat (4 litri - scală până la 3500 ml), cu supapă de siguranță pentru a preveni preaplinul
- Suport vas colector conform cu: EN 12218:1998

### Filtru de bacterii

- 1 pentru fiecare vas colector. Filtru hidrofobic din PTFE. Garantează o eficiență de 99,95% la reținerea particulelor și o eficiență de 99,99% împotriva bacteriilor

### Furtun aspirație

- Furtun aspirație de 3 m din PVC (8 mm la interior - 13 mm la exterior)

## Spécifications:

### Caractéristiques

- Fabriqué en ABS couleur blanc gris (RAL 9002) grande résistance
- 4 roues très résistantes (1 d'elles antistatique et 2 avec frein) - Vacuètre: 0-100 KPa / 0-760 mmHg
- Interrupteur ON/OFF
- Bouton réglage du débit
- Cable électrique: 3 m.

### Pompe

- Type piston de longue durabilité, sans huile, maintenance non nécessaire

### Flacon collecteur


- 1 ou 2 flacons collecteurs en polycarbonate (4 litres - échelle jusqu'à 3500 ml) avec valve de sécurité
- Support du flacon collecteur selon norme: EN 12218:1998

### Filtre bactéries

- 1 filtre avec chaque flacon collecteur. Filtre hydrophobe fabriqué en PTFE. Il garantit une efficace rétention des particules du 99,95% et des bactéries du 99,99%

### Tube d'aspiration

- 3 m tube aspiration PVC (8 mm interne - 13 mm externe)



**Ficha técnica:**  
**Date tehnice:**  
**Spécifications**  
**techniques:**



*H-40*



*H-50*

*\* Caudal máximo bomba*  
*Debitul maxim al pompei*  
*Débit maximum pompe*

40 L/min

70 L/min

*Vacío máximo*  
*Vidul maxim*  
*Vide maximum*

0-86 kPa - 866 mbar - 650 mmHg

0-93 kPa - 933 mbar - 700 mmHg

*Nivel de sonido*  
*Nivelul de zgomot*  
*Niveau de bruit*

45 db(A)/1 m

*Potencia*  
*Putere*  
*Puissance*

250 W

300 W

*Tensiune*  
*Voltaj*  
*Tension*

200 - 240 Vac (50-60 Hz)  
 \*Disponibile / Disponibil la 100-120 Vac

*Dimensiones/ Peso*  
*Dimensiuni/Greutate*  
*Dimensions/ Poids*

960 x 430 x 340 mm

24 Kg

25 Kg

*Embalado*  
*Ambalat*  
*Emballé*

990 x 495 x 380 mm

27,5 Kg

28,5 Kg

*Normativa*  
*Norme*  
*Normes*

EN ISO 10079-1:1999.  
 93/42/CEE. Clasa IIa  
 EN 60601-1, Clasa I, Tip BF, IPX1

*\* Medido a 60 Hz / Măsurat la 60 Hz / Mesuré à 60 Hz*

# EuroVac

Referencias para pedidos  
 Informații pentru comandă  
 Références pour commandes



1 frasco recolector  
 1 vas colector  
 1 flacon collecteur

2 frascos recolectores  
 2 vase colectoare  
 2 flacons collecteurs

H-40

5320545

5320546

H-50

5320555

5320556

Opción  
 Opțiuni  
 Option

Pedal interruptor ON/OFF /Pedală comutator ON/OFF /Pédale interrupteur ON/OFF 4320551

Accesorios  
 Accesorii  
 Accessoires

Mango catéter metálico /Mâner metalic pentru cateter /Manche de cathéter métallique	4340000
Catéter recto metálico /Cateter metalic drept /Cathéter droit métallique	4340001
Catéter curvado metálico /Cateter metalic curbat /Cathéter courbe métallique	4340002

Repuestos  
 Piese de schimb  
 Pièces de rechange



Filtro bacterias /Filtru de bacterii /Filtre de bactérie	3320534
Frasco recolector de 4 L /Vas colector de 4 L /Flacon collecteur 4 L	4383004
Frasco recolector sin tapa /Vas colector fără capac /Flacon collecteur sans couvercle	3383004
Tapa frasco recolector /Capac vas colector /Couvercle flacon collecteur	4383010
Tubo de aspiración de PVC /Furtun aspirație din PVC /Tube d'aspiration PVC 8x13 mm (1 m)	0940023
Tubo de aspiración Silicona /Tub aspirație din silicon /Tube d'aspiration Silicone 8x13 mm (1 m)	0940061



**HERSILL, S.L.**

Equipos Médicos Medical Devices

Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves  
 28935 Móstoles, Madrid, SPANIA  
 Tel.: +34 91 616 41 11 • Fax: +34 91 616 48 92  
 E-mail: info@hersill.com  
 export@hersill.com  
 www.hersill.com



Nº de folieto  
 Broșura nr.  
 Brochure n°  
 532054/08-06