

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

∴ **Lumină de examinare LED HEINE EL3**
Pur și simplu o iluminare LED strălucitoare



„Calitatea” a devenit astăzi unul dintre termenii cei mai des folosiți și, totodată, utilizați în mod nepotrivit, în încercarea de a vinde produse. Cu toate acestea, puține companii sunt capabile să-și definească palpabil calitatea produselor în ceea ce privește beneficiile și valoarea pentru utilizatorii finali. La HEINE definim clar avantajele calității HEINE în termeni de performanță, funcție și durabilitate:



PERFORMANȚĂ

Pur și simplu strălucitor. LED-ul EL3 asigură o iluminare strălucitoare (> 42.000 lux /> 350 lumen) *, fără umbră, exact la punctul de interes.

LED de calitate înaltă (HQ). Noul standard în iluminarea cu LED-uri care definește intensitatea optimă a luminii, omogenitatea și redarea culorii pentru fiecare situație de examinare individuală - Temperatura culorii: 5.000K, indicele de redare a culorilor (CRI) > 90 pe o scară de 100, indice special pentru culoarea roșie: R9 >90. Acesta redă adevărata culoare a țesuturilor pentru un diagnostic cât mai precis.

Iluminare fără umbră. Capul de iluminare compact (diametru aprox. 60mm) permite poziționarea comodă și precisă, în special în situații dificile de aplicare. Poziționarea optimă elimină umbrele nedorite din câmpul iluminat.

* la o distanță de lucru de 30 cm.



FUNCȚIE

Nu necesită întreținere și este ușor de curățat. Modelul capului închis Cool-Touch face dezinfectarea sigură și ușoară.

Poziționare optimă. Capul de iluminare ușor și gâtul curbat stabil permit reglarea ușoară și intuitivă și mențin lumina exact în poziția dorită.

Diverse opțiuni de montare. Montare pe perete, clemă pentru montarea pe masă sau pe un suport cu roți.



DURABILITATE

5 ani garanție. HEINE nu face compromisuri în fabricarea instrumentelor medicale de înaltă calitate. Angajamentul nostru pentru integrarea verticală în producție înseamnă că putem să controlăm toate aspectele calității instrumentului nostru.

Management termic LED Sistemele de iluminare cu LED necesită management termic pentru a asigura performanța pe termen lung și stabilitatea produsului. Materialele difuzoare de căldură selectate și aplicate cu atenție în lumina de examinare LED EL3 garantează o calitate și performanță consecvente pe parcursul duratei de viață a LED-ului de până la 30.000 de ore.

Lumină de examinare LED EL3 cu suport de perete


J-008.27.011

Lumină de examinare LED EL3 cu clemă pentru montare pe masă [01]

J-008.27.013

Lumină de examinare LED EL3 cu suport cu roți, pe bază de metal [02]

J-008.27.014



CALITATE ASIGURATĂ:
Dezvoltat și fabricat în conformitate cu reglementările stricte din standardul ISO 9001/1348 și din Legea germană privind dispozitivele medicale (MPG).



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germania
Tel. +49 (0) 8152/38-0, Fax +49 (0) 8152/38-202, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com