

Optimizează
echilibrul dintre
viteza de
disecție,
impactul termic
și sigilare.

*Depinde de
dumneavoastră să inițiați
sau să încheiați modul
thermoSECT, după cum
este necesar,
permițând o viteză de lucru
semnificativ îmbunătățită.*

TriSect rapide®

Disecție și Sigilare
într-un singur pas

erbe

creșteți performanța.



câștigător red dot 2023



PREMIUL
PENTRU
DESIGN
2023

Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Germania · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

FIȚI ALĂTURI DE NOI PE



STRUCTURI SEPARATE

ȚESUT CONJUNCTIV

INTRĂ ÎN PLANURILE STRATURILOR TISULARE

DISECȚIE ȘI SIGILARE VASE

LIGAMENTE


RĂSPÂNDEȘTE PLANURILE ȚESUTURILOR

DISECȚIA CELULELOR GRASE
ȘI GRUPURILOR DE ȚESUT

Disecție și Sigilare Într-un singur pas

PORTOFOLIUL DE PRODUSE

Patru instrumente
cu lungimi de
140 mm, 200 mm,
350 mm și 450 mm



Accelerați disecția

- ▶ Utilizați hemostaza adecvată cu thermoSECT ori de câte ori este cazul și fiți mai rapid
- ▶ Prindeți, sigilați* și disecați vase și grupurile de țesuturi într-un singur flux de lucru
- ▶ Disecția structurilor și țesuturilor sensibile, cu precizie sau fără tăiș, datorită designului inovator al camei

*1.6 sec cu vase cu diametrul de 3 mm / 2 sec cu vase cu diametrul de 5 mm

Puteți utiliza hemostaza variabilă

- ▶ De la coagularea locală, controlul sângerărilor difuze, gruparea țesuturilor până la sigilarea sigură a vaselor
- ▶ O hemostază imediată este întotdeauna disponibilă folosind modul bipolar softCOAG cu coagularea sa inițială puternică



Operați cu impact mai rece

- ▶ Reduceți propagarea termică către țesuturile adiacente și evitați supraîncălzirea involuntară*
- ▶ Operați chiar și în apropierea structurilor critice, răspândirea termică laterală este mai mică decât 1 mm
- ▶ Aceasta asigură o manipulare sigură: Răcirea rapidă a camei la 60°C după o singură disecție și activarea sigilării

*Temperatura din spate la came este sub 100° C

Conectați și operați

Conectați TriSect rapide® și bucurați-vă să lucrați cu modurile noastre personalizate thermoSECT sau softCOAG pe stația dumneavoastră de lucru VIO® 3

Veți vedea diferența.