

Nr: 10340-000

Modul de aspirație ESM 2



- Tipul de activare și gradul de aspirație al ESM 2 sunt reglate prin interfața ERBEJET 2
 - Activarea are loc simultan cu aplicarea jetului de apă
 - Pompa de aspirație poate fi programată să continue funcționarea pentru o anumită perioadă după ce jetul de apă nu mai este activat.
- * Vizibilitate bună a țesutului țintă

Conexiune la rețeaua electrică

Tensiunea sistemului	120 - 240 Volți
Frecvența curentului	50 / 60 Hz

Informații suplimentare despre produs

Interfață de comunicație	[Interfață de comunicație ERBE (ECB)]
Unitate de ambalare	1 Bucată

Standarde

Categoria de protecție conform EN 60 601-1	I
Clasificare conform 93/42 EWG	Ila
Tip conform EN 60 601-1	CF