



dr. hönle  
medizintechnik

# DERMALIGHT®500R -1 PÂNĂ LA -4

Flexibilitate maximă pentru expunerea parțială a corpului

Cu design modular, oferă flexibilitate maximă pentru expunerea parțială a diferitelor zone ale corpului, precum mâinile, picioarele, pieptul, fesele, genunchii, fața sau picioarele.

## PRINCIPALELE CARACTERISTICI:

Tratament flexibil

Siguranță avansată

Eficiență ridicată

Confort optim

Utilizare versatilă



Panou de protecție din acril, distanțier, ochelari de protecție UV, control cu microprocesor.

Timp de tratament redus, iradiere uniformă, surse de lumină cu durată de viață îndelungată.

Dispozitiv compact, ușor de depozitat, suport mobil, reglare continuă a înălțimii, modul superior rotativ la 180°.



## Date tehnice

Dimensiuni unitate (L x l x h)  
68 x 56,5 x 115 cm (3 emițătoare inclusiv suport)

Dimensiuni cutie de control (L x l x h)  
18 x 18 x 12 cm

Greutate  
40 – 75 kg (în funcție de versiune)

Ieșire radiație  
38,5 x 33,5 cm (3 emițătoare)

Iradiere  
UVA: 16,8 mW/cm<sup>2</sup> (la o distanță de 3 cm)  
UVB 311nm: 11 mW/cm<sup>2</sup> (la o distanță de 3 cm)

Alimentare  
230 V AC, 50 Hz

Clasă conform MPG & etichetare  
IIa / CE0123



**Funcții de protecție:** Panoul din acril protejează de contactul direct și murdărie, iar distanțierul detașabil protejează unitatea. Oferă siguranță cu ochelari de protecție și control cu microprocesor, iar fiecare modul poate fi controlat individual.

**Eficiență:** Oferă o iradiere mare și uniformă, cu timpi scurți de tratament, și emițătoare cu o durată lungă de viață datorită balastelor electronice.

**Confort:** Design modular, compact, cu suport mobil și reglare infinită a înălțimii. Modulul superior se rotește la 180 de grade pentru a facilita tratamentele.

**Domenii de aplicare:** Potrivit pentru tratarea mâinilor, picioarelor, feței, pieptului, abdomenului, spatelui, feselor, genunchilor și picioarelor.

