



**Puteți conta pe  
laringoscoapele noastre.  
Întotdeauna.**



# Primul și singurul cu o garanție de 10 ani.



Alegeți lamele HEINE pentru 10 ani de utilizare fără întreținere. Credem cu tărie în calitatea produsului nostru. De aceea, oferim o garanție neegalată de 10 ani pentru lama noastră HEINE Classic+ F.O. Aceasta este cea mai lungă garanție de pe piață astăzi – și singura care specifică un nivel minim de transmisie a luminii.

Cum putem oferi o garanție imposibil de înfruntat? Simplu. Știm cât de multă atenție se acordă fabricării lamelelor noastre de înaltă calitate. Și știm că unele lame HEINE sunt încă în perfectă stare după 15 sau 20 de ani, chiar și după multiple autoclavări. Toate lamele HEINE sunt fabricate exclusiv în Germania de profesioniști industriali foarte calificați. Secretul succesului lor constă într-o combinație de muncă manuală pricepută și mașini de frezat controlate computerizat.


Datorită atenției noastre asupra materialelor de calitate și a proceselor de producție, o lamă HEINE devine mai accesibilă decât lamele ieftine, asemănătoare, în mai puțin de trei ani. Și depășește lamele de unică folosință din punct de vedere al costurilor în primul an. Acesta este doar unul dintre cele 27 de motive bune pentru a alege lamele HEINE pentru laringoscop. Alte motive urmează pe paginile următoare și toate cele 27 le găsiți în Book of Truth pe [heine.com/BoT](https://heine.com/BoT).

<sup>1</sup> Updated in September 2020. For guarantee conditions see [heine.com](https://heine.com)

# Sigur pentru pacienți.

Un laringoscop HEINE Classic+ corect reprocessat nu a cauzat  
niciodată o infecție nosocomială.

Reprocesare simplă și sigură datorită  
HEINE smoothSURFACE.

A detailed view of the curved blade of a HEINE laryngoscope. The blade is light grey with a smooth, polished surface. Three orange dots are placed along the blade to indicate specific features: one at the tip, one at the junction of the blade and handle, and one on the handle itself. Lines connect these dots to descriptive text boxes. The brand name 'HEINE' is partially visible on the handle.

Pachetul complet integrat  
de fibră optică.

Calitate neegalată a  
fibre optice HEINE.

Fără risc de vătămare datorită  
HEINE smoothSURFACE.


<sup>2</sup> Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations.

Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014

<sup>3</sup> Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez

Sustenabil datorită unei amprente ecologice mai mici: lamele de plastic de unică folosință au o amprentă de carbon de 5-6 ori mai mare decât lamele din oțel inoxidabil reutilizabile, care sunt dezinfectate repetat.

Economic datorită economiilor de costuri: durabilitatea lor remarcabilă face ca lamele HEINE reutilizabile să fie mai accesibile decât alte lame reutilizabile. Chiar și în comparație cu lamele care costă doar jumătate din preț, un sistem HEINE adesea se amortizează în mai puțin de trei ani.



Marcajul de mare vizibilitate de pe lamele HEINE Classic+.

Capetele lustruite ale fibrei optice HEINE.

Există LED. Și există LED în calitate HEINE.

Mânerul exclusiv HEINE EasyClean pentru laringoscop.

Controlul calității 100 %: 51 de inspecții efectuate pentru fiecare lamă în parte.

Acestea sunt doar 9 din cele 27 de motive bune pentru a alege lamele HEINE pentru laringoscop. Toate cele 27 le găsiți în Book of Truth pe [heine.com/BoT](http://heine.com/BoT).

# Lame și mânere.

## ÎNTOTDEAUNA LAMELA POTRIVITĂ



- Tipuri de lame: Macintosh, Miller sau Paed.
- În toate dimensiunile relevante.
- Compatibile cu toate mânerele de laringoscop conform ISO 7376 (Standardul verde).



## MÂNERUL EasyClean

- Reprocesare simplă, rapidă și sigură.
- Mânerele noastre reutilizabile EasyClean pentru laringoscop nu doar că îndeplinesc toate standardele naționale și internaționale, dar respectă și cerințele stricte ale Californiei referitoare la reprocesare.
- Sunt compatibile cu toate lamele de laringoscop conform ISO 7376. (Green Standard)



## MÂNERUL F.O.

- Poate fi convertit de la mânăre cu baterii la mânăre reîncărcabile (baterie Li-ion) – pur și simplu schimbați inserția inferioară.
- Mânerele noastre reutilizabile F.O. îndeplinesc standardele naționale și internaționale relevante pentru reprocesare.
- Sunt compatibile cu toate lamele de laringoscop conform ISO 7376 (Standardul verde).

# Calitate fabricată în Germania.

Trăim și respirăm calitate. În tot ce facem. Fiecare produs pe care îl fabricăm. Fiecare lentilă pe care o lustruim. Fiecare șurub pe care îl strângem. Fiecare fibră optică pe care o îmbinăm. Întotdeauna. În fiecare zi.

Durabilitatea instrumentelor noastre de diagnostic primar este legendară. Fiecare instrument în parte este rezultatul decadelor de dezvoltare a produsului, îmbunătățiri continue, producție și un control al calității 100 % în facilitățile noastre proprii. Ne asigurăm că așteptările noastre ridicate de calitate sunt menținute.

Așa ne asigurăm că produsele noastre de înaltă calitate îndeplinesc promisiunea noastră de a oferi cel mai precis și timpuriu diagnostic posibil.

Nici mai mult, nici mai puțin.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
[www.heine.com](http://www.heine.com)



We reserve the right to change specification without notice.

05 | 24. A-000.00.322 EN

