



**Pentru fiecare intubație.
Chiar și pe cele ciudate.**



visionPRO



Videolaringoscopul HEINE visionPRO.

CU O CALITATE A IMAGINII FOARTE, FOARTE, FOARTE BUNĂ.

Pentru o intubație rapidă și sigură, nimic nu este mai important decât cea mai bună vizualizare a glotei – cu o imagine clară și luminoasă. Acest lucru este valabil pentru fiecare intubație – și cu atât mai mult în situațiile dificile și neprevăzute. De aceea, am combinat cele mai bune componente în videolaringoscopul HEINE visionPRO, de la cameră și procesarea imaginii până la ecranul nostru HEINE allBRIGHT.

EXTREM DE DURABIL. PÂNĂ LA URMĂ, ESTE FABRICAT ÎN GERMANIA.

HEINE visionPRO este extrem de robust și fiabil. Capul mânerului și rama ecranului sunt fabricate din aluminiu anodizat, în timp ce mânerul și brațul camerei sunt din oțel inoxidabil. Sticla de protecție a ecranului allBRIGHT oferă o protecție ridicată. Până la urmă, fiabilitatea excepțională a instrumentelor HEINE este deja legendară. Același lucru se aplică și videolaringoscopului nostru: noi producem Made in Germany.

Exclusiv:

Ecranul HEINE allBRIGHT.

Ecranul nostru allBRIGHT oferă culori reale și imagini fidele chiar și în condiții de lumină ambientală puternică. Nu este de mirare, deoarece HEINE este primul și singurul furnizor de videolaringoscoape din lume care oferă un ecran transflectiv.*

DIRECT LA ȚINTĂ.

Cu câmpul său de vizualizare extra-larg pe format vertical, HEINE visionPRO arată o secțiune semnificativ mai mare a glotei și a anatomiei înconjurătoare relevante. Acest lucru înseamnă că orientarea rapidă și ușoară – chiar și în situații critice de timp – este întotdeauna bine susținută. Ușor de utilizat, HEINE visionPRO permite utilizatorului să se concentreze pe intubație.

SIGUR, RAPID ȘI UȘOR DE CURĂȚAT.

Pentru a asigura siguranța maximă a pacientului, ecranul și mânerul pot fi ușor separate pentru numeroase proceduri validate de reprocesare. Mânerul poate fi dezinfectat prin ștergere sau chiar sterilizat cu plasmă de gaz la temperatură joasă. Instrumentul asamblat poate fi reprocesat igienic cu dezinfectare la nivel scăzut. Acest lucru se datorează suprafețelor noastre netede și ușor de curățat, numite HEINE smoothSURFACE.

allBRIGHT

visionPRO





Cât mai ecologic posibil.

SUSTENABILITATE INTEGRATĂ.

HEINE visionPRO dispune de o baterie litiu reîncărcabilă, pe care am ales-o datorită duratei sale aproape infinite de viață. Acest lucru reduce costurile și, mai presus de toate, impactul asupra mediului. Nu doar că bateriile de unică folosință sunt costisitoare, dar sunt și extrem de problematice de fabricat și de eliminat – și, prin urmare, nu sunt sustenabile.

PRIMA LAMĂ FABRICATĂ DIN MATERIAL RECICLAT.

Și încă un beneficiu real la final: lamele noastre visionPRO sunt fabricate din material reciclat din frigidere uzate.

Prin reciclarea acestor frigidere într-un mod controlat, economisim aproximativ 200 de tone metrice de CO₂ anual, încă din primul an. Aceasta este echivalentul a 3,8 milioane de mile de călătorie pe calea ferată per persoană, sau aproximativ 140 de ori în jurul lumii. Mai mult, fabricăm lamele pentru videolaringoscopul visionPRO pe o mașină care funcționează cu electricitate din surse verzi. Află mai multe despre sustenabilitate pe www.heine.com/en/CSR.

Diverse drepturi de proprietate industrială naționale și internaționale au fost înregistrate și acordate pentru designul inteligent al lamelor noastre.

Calitate fabricată în Germania.

Trăim și respirăm calitate. În tot ce facem. Fiecare produs pe care îl fabricăm. Fiecare lentilă pe care o lustruim. Fiecare șurub pe care îl strângem. Fiecare fibră optică pe care o adunăm. Întotdeauna. În fiecare zi.

Durabilitatea instrumentelor noastre principale de diagnostic este legendară. Fiecare instrument este rezultatul decadelor de dezvoltare a produselor, îmbunătățiri continue, producție și un control al calității de 100 % în facilitățile noastre proprii. Ne asigurăm că așteptările noastre înalte privind calitatea sunt menținute.

Așa ne asigurăm că produsele noastre de înaltă calitate îndeplinesc promisiunea noastră de a oferi cel mai precis și rapid diagnostic posibil. Nimic mai mult, nimic mai puțin.



[01]

Set visionPRO Mac [01] – Videolarinoscopul visionPRO,

format din mânerul visionPRO HR1 Mac și unitatea de afișaj visionPRO DS1, stația de încărcare visionPRO CS1 cu alimentator în priză.

F-270.95.862

Puteți găsi informații despre comenzi și alte produse pe www.heine.com/laryngoscopes.



Mac 2



Mac 3



Mac 4



HyMac 3

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



We reserve the right to change specification without notice.

02 | 25. A-000.00.328 EN-GB

